



MAGISTRALITER

Projekt Slovenskej lekárskej komory

www.slek.sk/magistraliter

Názov

Krém s betametazónom a gentamycínom

Receptúra

Belogent ® crm. orig. 45,0

Zinci oxidum 1,5

Cremor Neoaquasorb ad 100,0

M. f. crm.

Popis

suspenzný krém

Použitie

dermatologikum – antibiotikum, antiflogistikum, pri dermatitíde

D. S. Na postihnuté miesta natierať 2 x denne.

Postup prípravy

Do nerezovej roztieračky sa naváži oxid zinočnatý, pridá sa k nemu rovnaké množstvo krému typu Neoaquasorb a zhomogenizuje sa. V pomere 1:1 sa vytvorí suspenzné jadro. Primieša sa zvyšné množstvo krému typu Neoaquasorb. Následne sa primieša HVL Belogent krém. Zmes sa dôkladne zhomogenizuje. Uchováva sa v tégliku pri teplote 15 ° - 25 °C, chránený pred svetlom. Odporúčaný čas použiteľnosti: 1 mesiac.