



# MAGISTRALITER

Projekt Slovenskej lekárskej komory

[www.slek.sk/magistraliter](http://www.slek.sk/magistraliter)

## Názov

Čapíky s metronidazolom

## Receptúra

Metronidazolom	0,5
Cacao oleum	q. s.

M. f. supp.

D. t. d. No. X (decem).

D. S. Podľa ordinácie lekára.

## Popis

biele čapíky, torpédovitého tvaru

## Použitie

antiinfektívum, antiseptikum

## Postup prípravy

Pripraví sa 2- alebo 3-gramová forma na odlievanie čapíkov. Jednorázová plastová forma sa neupravuje. V prípade staršej kovovej formy sa vytrie jej vnútorná časť hydrofilným rozpúšťadlom (napr. Spiritus saponis kalini). Novšie formy potiahnuté silikónovou vrstvou alebo teflónom netreba vytierať. Kovová forma sa pred vyliatím čapíkoviny ochladí. Účinná látka sa rozdrobí v porcelánovej roztieračke s drsným dnom a naváži sa potrebné množstvo. Navážený kakaový olej sa nataví v nerezovej roztieračke na vodnom kúpeli alebo pod infračervenou lampou pri teplote do 35° C. Natavený kakový olej sa pridáva za stáleho miešania k účinnej látke. Pripravená čapíkovina sa nalieva tenkým prúdom do čapíkovej formy. Otvory formy sa preplňujú a po stuhnutí sa prebytočná čapíkovina odstráni plastovou stierkou. Každý čapík sa balí jednotlivo do celofánu.