



MAGISTRALITER

Projekt Slovenskej lekárskej komory

www.slek.sk/magistraliter

Názov

Čapíky s moxastínumteoklátom pre deti

Receptúra

Moxastini teoclas	0,0125
Coffeinum anhydricum	0,015
Adeps solidus	q. s.

Ut fiat supp. pro inf.

D. t. d. No. X (decem).

D. S. 1 čapík pri zvracaní zaviesť do konečníka.

Popis

biele čapíky, torpédovitého tvaru

Použitie

antiemetikum, antikinetikum

Postup prípravy

Pripraví sa 1-gramová forma na odlievanie čapíkov. Jednorázová plastová forma sa neupravuje. V prípade staršej kovovej formy sa vytrie jej vnútorná časť hydrofilným rozpúšťadlom (napr. Spiritus saponis kalini). Novšie formy potiahnuté silikónovou vrstvou alebo teflónom netreba vytierať. Kovová forma sa pred vyliatím čapíkoviny ochladí. Navážia sa účinné látky. Navážený tuhý tuk sa nataví v nerezovej roztieračke na vodnom kúpeli alebo pod infračervenou lampou do olejovitej konzistencie. Natavený tuhý tuk sa pridáva za stáleho miešania k zmesi účinných látok. Pripravená čapíkovina sa nalieva tenkým prúdom do čapíkovej formy. Otvory formy sa preplňujú a po stuhnutí sa prebytočná čapíkovina odstráni plastovou stierkou. Každý čapík sa balí jednotlivo do celofánu.