



MAGISTRALITER

Projekt Slovenskej lekárskej komory

www.slek.sk/magistraliter

Názov

Chloramfenikolový krém 1% 50g

Receptúra

Chloramfenicolum	0,5
Propylenglycolum	2,5
Basifarm	35

M. f. crm.

D. S. Na prejavy podľa odporúčania.

Popis

biely alebo slabožltý krém bez pachu

Použitie

bakteriálne infekcie kože

Postup prípravy

Naváži sa chloramfenikol a rozpustí sa za tepla v propylénglykole. Nechá sa vychladnúť. Po ochladení sa vemulguje do naváženého krémového základu Basifarm v nerezovej roztieračke. Vymieša sa do hladkej konzistencie. Pripravený krém sa adjustuje do plastového kelímku (100 ml) s uzáverom a označí sa červenou signatúrou. Uchováva sa pri teplote $25\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$, chránený pred svetlom.